



**ilabApp** | **ilabWeb**

Quickguide zur Authentifizierung

Version 1.1 // Stand 15.08.2019

# Willkommen

Die Sicherheit Ihrer Patientendaten hat bei uns höchste Priorität. Mit der 2-Faktor-Authentifizierung schützen wir Ihre Berichtsauskunft via ilabWeb und ilabApp. Der Authentifizierungsvorgang nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und muss alle 14 Tage wiederholt werden.

## Was ist eine 2-Faktor-Authentifizierung?

Die 2-Faktor-Authentifizierung bezeichnet den Identitätsnachweis eines Nutzers über zwei voneinander unabhängige Kanäle oder Komponenten. Wir von itech haben dazu einen Prozess entwickelt, der zum einen den gewohnten Login via Benutzername und Kennwort sowie die davon unabhängige Authentifizierung via App mit einbezieht. Das bedeutet für Sie als Nutzer: Wenige Minuten Mehraufwand für ein großes Plus an Sicherheit.

## Voraussetzungen für Ihre Authentifizierung



PC oder Laptop



Smartphone



**ilabWeb Zugangsdaten**

Link, Benutzername & Passwort,  
bereitgestellt von Ihrem Labor oder itech




**Microsoft Authenticator App**


Kostenlos erhältlich im [AppStore](#)  
oder bei [GooglePlay](#)

## Initiale Anmeldung und Authentifizierung


1. Öffnen Sie den von Ihrem Labor oder itech zur Verfügung gestellten Link im Webbrowser Ihres PC/Laptops. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort (A) – ebenfalls von Ihrem Labor oder itech zur Verfügung gestellt – ein und melden Sie sich an. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie zu „Authentifizierung aktivieren“. Dort finden Sie einen QR-Code (B) für die Verknüpfung von ilabWeb mit Ihrer Authenticator App.



2. Wechseln Sie nun zu Ihrem Smartphone und öffnen Sie die App „Microsoft Authenticator“ – kostenlos erhältlich im [AppStore](#) und bei [Google Play](#). Wählen Sie **„Konto hinzufügen“ (C)** → **„Andere (Google, Facebook usw.)“ (D)** aus - es öffnet sich die Kamera Ihres Smartphones (E). Wenn sich die Kamera nicht öffnet, geben Sie vorher über die Handyeinstellungen den Kamerazugriff für diese App frei. Scannen Sie nun den QR-Code auf dem Bildschirm Ihres PC/Laptops. Nach erfolgreichem Scan verbindet sich die Authenticator App mit ilabWeb und zeigt alle 30 Sekunden einen sechsstelligen Zahlencode an (F).



3. Wechseln Sie nun zu Ihrem PC/Laptop und geben Sie den von der App generierten Zahlencode in das Formularfeld mit dem Titel **„Einmalkennwort“ (G)** ein und bestätigen Sie mit **„Aktivieren“**. Nach erfolgreicher Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung gelangen Sie zur Seite **„Zwei-Faktor-Authentifizierung“ (H)**. Sie haben Ihren ilabWeb-Account nun erfolgreich eingerichtet und können mit der Nutzung von ilabWeb und ilabApp starten.



### ! ilabApp verwenden mit mehreren Benutzern

Wir können mehreren Benutzern einer Arztpraxis über je eine eigene (unterschiedliche Patienten-Daten, z. B. pro Arzt einer Gemeinschaft) oder gemeinsame Anmeldung (Zugriff von allen auf die gleichen Patienten-Daten) den Zugriff auf ilabWeb ermöglichen. Bei einer gemeinsamen Anmeldung benötigt jeder Benutzer lediglich eine eigene Authentifizierung über sein eigenes Smartphone.

## Haben Sie Fragen?



### So erreichen Sie uns

Telefon: +49 (5295) 9957020 (Mo.-Fr., 7:30 -16.30 Uhr)

Telefax: +49 (5295) 99570-39

[info@itech-gmbh.de](mailto:info@itech-gmbh.de)



### itech Laborlösungen GmbH

Im TZL, Eingang 2.1

Leihbühl 21

33165 Lichtenau